

ESD Ayakabı ve Bileklik Test İstasyonu (Turnike Bağlantılı)**WST 1860****WST 1852****Teknik Özellikler:**

Bu cihaz, topraklama için kullanılan bileklik ve topukluk/ayakkabı ekipmanlarının IEC 61340-5-1 standardına uygun olup olmadığını test etmek için kullanılır.

Ayakkabıların ölçümü, sol ayak ve sağ ayak için bağımsız olarak gerçekleştirilir ve test, daha yüksek doğruluk sağlamak için 50V veya 100V ile yapılır.

Dahili bir röle kontağı aracılığıyla EPA alanına erişim etkinleştirilebilir.

Test istasyonu 4 modda çalışabilir:

1. Bileklik ve topukluk/ayakkabı eş zamanlı ölçme
2. Sadece bileklik ölçme
2. Sadece topukluk/ayakkabı ölçme
4. HandsFree modu (Herhangi bir düğmeye basmadan, eğer ayakkabıların seri ölçümü testi geçerse, dahili röle tetiklenir ve EPA alanı kapısı açılır)

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: WST-18XX
		Sayfa: 2 / 2
		Tarih: 11.03.2025

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı: 9V Pil (dahili) veya harici 9V DC güç kaynağı.

Harici Güç Kaynağı: 9V/100mA, 2.1mm Jak

Bileklik Girişleri: 10 mm çıtçıt, 4 mm çıtçıt veya 4 mm banana

Bileklik Alt ve Üst Sınırı: 0/750 K Ω (seçilebilir)- 35 M Ω

Ayakkabı Alt Limit (Tek Ayakkabı): 0/100 K Ω (seçilebilir)

Ayakkabı Üst Limit (Tek Ayakkabı): 35/70/100 M Ω (seçilebilir)

Ayakkabı Alt Limit (Seri): 0/200 K Ω (seçilebilir)

Ayakkabı Üst Limit (Seri): 70/140/200 M Ω (seçilebilir)

Limit Toleransı: %10

Test Voltajı: 50V/100V (seçilebilir) $\pm$ %10

Röle Çıkışı: Maks. 60V- 1A- 50VA

Ebatlar: 156 x 110 x 34 mm

Ağırlık: 340 g

Ürün Kodları ve Açıklamaları:

WST 1860: Bileklik ve Ayakkabı Test Cihazı (Duvara Monte)

İçeriği: Wristlab-II ölçüm cihazı, ayakkabı kontrolü için platform ve sarı destek paneli.

WST-1852: Bileklik ve Ayakkabı Test Cihazı (Standlı Model)

İçeriği: Wristlab-II ölçüm cihazı, ayakkabı kontrolü için platform, sarı panel ve zemine sabitlenen kolon desteği.

WST-1953: WST cihazı ayak standı

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

